

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 11103

pH-Puffer Nachfüllset pH 4,00
(+/- 0,01/20 °C, rot) rückführbar auf SRM von NIST

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	10 Vials à 30 ml
Dichte (20 °C)	1,01 – 1,02 g/ml
pH 10 °C	4,00
pH 15 °C	4,00
pH 20 °C	4,01
pH 25 °C	4,01
pH 30 °C	4,02
pH 35 °C	4,02
pH 40 °C	4,03
pH 50 °C	4,05
pH 60 °C	4,08

Generelle Informationen:

Öffnen Sie die Flasche mit pH-Pufferlösung nur kurz zum Entnehmen einer kleinen Menge für die Kalibrierung. Füllen Sie bereits verwendete pH-Pufferlösung niemals zurück in die Vorratsflasche.

Lagerung:

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.