

# TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 1111

**Pufferlösung pH 1,00 (pH 1,00 ( $\pm 0,02/20$  °C)) rückführbar auf SRM von NIST**

Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
KCl-HCl	
pH (0 °C)	0,94
pH (10 °C)	0,99
pH (20 °C)	1,00
pH (25 °C)	1,00
pH (30 °C)	1,00
pH (40 °C)	1,01
pH (50 °C)	1,01
pH (60 °C)	1,01
pH (70 °C)	1,01
pH (80 °C)	1,02
pH (90 °C)	1,02