

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 1113

Pufferlösung pH 3,00 (pH 3,00 ($\pm 0,02/20$ °C))
rückföhrbar auf SRM von NIST

Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Dichte	1,01 g/ml
Citrat-NaCl-NaOH	
pH (0 °C)	3,03
pH (10 °C)	3,02
pH (20 °C)	3,00
pH (25 °C)	3,00
pH (30 °C)	3,00
pH (40 °C)	2,99
pH (50 °C)	2,98
pH (60 °C)	2,98
pH (70 °C)	2,98
pH (80 °C)	2,98
pH (90 °C)	2,97