

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 1119

Pufferlösung pH 9,00 (pH 9,00 (±0,02/20 °C)) -rückführbar auf SRM von NIST

Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
H ₃ BO ₃ -KCl-NaOH	
pH (0 °C)	9,24
pH (10 °C)	9,11
pH (20 °C)	9,00
pH (25 °C)	8,97
pH (30 °C)	8,93
pH (40 °C)	8,86
pH (50 °C)	8,80
pH (60 °C)	8,75
pH (70 °C)	8,71
pH (80 °C)	8,67
pH (90 °C)	8,64