

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1124

Pufferlösung pH 4,00 gefärbt (rot)
pH 4,00 (±0,02/20 °C)
standardisiert gegen NIST Referenz Material

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Rote Flüssigkeit
pH	4,00
Schmelzpunkt	0 °C
Siedepunkt	100 °C
Dichte	1,01 g/ml
HCl-C ₆ H ₈ O ₇ -NaN ₃ -NaOH	
pH (19–21 °C)	3,98–4,02