

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1129

Pufferlösung pH 9,00 gefärbt (blau)
pH 9,00 ($\pm 0,02/20$ °C)
standardisiert gegen NIST Referenz Material

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	blaue Flüssigkeit
pH	9,00
Schmelzpunkt	0 °C
Siedepunkt	100 °C
Dichte	1,01 g/ml
H ₃ BO ₃ -KCl-NaOH	
pH (19–21 °C)	8,98–9,02