

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1130

Pufferlösung pH 10,00 gefärbt (orange)
pH 10,00 ($\pm 0,02/20$ °C)
standardisiert gegen NIST Referenz Material

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	orange Flüssigkeit
Schmelzpunkt	0 °C
Siedepunkt	100 °C
Dichte	1,01 g/ml
<hr/>	
Na ₂ B ₄ O ₇ -NaOH	
pH (19–21 °C)	9,98–10,02