

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 1134

Pufferlösung pH 4,00 gefärbt (rot) (pH 4,00 ($\pm 0,01/20$ °C))
standardisiert gegen NIST Referenzmaterial

Für den Laboreinsatz geeignet.

| Parameter | Wert |
|------------------------|------------------|
| Aussehen | Rote Flüssigkeit |
| Dichte | 1,01 g/ml |
| Kaliumhydrogenphthalat | |
| pH (10 °C) | 4,00 |
| pH (20 °C) | 4,00 |
| pH (25 °C) | 4,01 |
| pH (30 °C) | 4,02 |