

# Technisches Datenblatt

---

**Artikel Nr. 1155**

**2-Propanol technisch**  
**min. 99,0 % CH<sub>3</sub>CH(OH)CH<sub>3</sub>**

**Für Laboreinsatz geeignet.**

Parameter	Wert
Aussehen	farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	-89 °C
Siedepunkt	82 °C
Dichte	0,78 g/ml
Mol.-Gewicht	60,10 g/mol
Säuregehalt (als CH <sub>3</sub> COOH)	max. 0,002 %
Wasser	max. 0,1 %
Brechungsindex (20 °C)	1,375 – 1,379
Farbe (Hazen)	max. 10