

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1159

Blei(II)-nitrat z. A., ACS, Ph. Eur.
99–101 % $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Farbloser Feststoff
Dichte	4,53 g/cm ³
Mol.-Gewicht	331,21 g/mol
Schmelzpunkt	470 °C (Zersetzung)
Calcium (Ca)	max. 0,005 %
Kupfer (Cu)	max. 0,0005 %
Eisen (Fe)	max. 0,0005 %
Kalium (K)	max. 0,005 %
Magnesium (Mg)	max. 0,005 %
Natrium (Na)	max. 0,005 %
Chlorid (Cl)	max. 0,0005 %
Unlösliche Bestandteile	max. 0,005 %