

# Technisches Datenblatt

---

**Artikel Nr. 1174**

**1-Propanol rein**  
**min. 99,5 % C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O**

**Für Laboreinsatz geeignet.**

Parameter	Wert
Aussehen	klare Flüssigkeit
Schmelzpunkt	-127 °C
Siedepunkt	96–98 °C
Mol.-Gewicht	60,1 g/mol
Dichte (20 °C)	0,803–0,805 g/ml
Destillationsbereich	96–99 °C
Farbe (APHA)	max. 10
Brechungsindex (20 °C)	1,383 –1,386
Wasser (KF)	max. 0.1 %