

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1182

2-Propanol reinst, DAC, BP, Belg. Pharm. VI, USP
min. 99,8 % C₃H₈O

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	-89 °C
Siedepunkt	82 °C
Dichte	0,78 g/ml
Molare Masse	60,10 g/mol
Nichtflüchtige Substanzen	max. 0,002 %
Wasser	max. 0,2 %
Freie Säure	max. 0,002 %
Eisen (Fe)	max. 0,0001 %
Schwermetalle (als Pb)	max. 0,0002 %
Aldehyde und Ketone	max. 0,05 %
Benzol (C ₆ H ₆)	max. 0,0002 %
Methanol (CH ₃ OH)	max. 0,1 %