

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1183

Phosphonsäure technisch.
min. 98,0 % H₃PO₃

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Weißer, kristalliner Feststoff
Dichte (20 °C)	1,65 g/ml
Molare Masse	82,0 g/mol
Siedepunkt	259 °C
Schmelzpunkt	73 °C
Eisen (Fe)	max. 0,001 %
Chlorid (Cl)	max. 0,01 %
Sulfat (SO ₄)	max. 0,008 %
Phosphat (PO ₄)	max. 0,2 %
Aussehen der Lösung (70 % H ₂ O)	klar, fablos