

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1188

1-Propanol z. A., Ph. Eur.
min. 99,5 % C₃H₈O

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	klare Flüssigkeit
Schmelzpunkt	-127 °C
Siedepunkt	96–98 °C
Mol.-Gewicht	60,1 g/mol
Dichte (20 °C)	0,803–0,805 g/ml
Destillationsbereich	96–99 °C
Farbe (APHA)	max. 10
Brechungsindex (20 °C)	1,3840–1,3860
Acidität (CH ₃ COOH)	max. 0,03 %
Wasser (KF)	max. 1000 ppm
Abdampfdruckstand	max. 5 ppm
Identität (IR)	entspricht