

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1196

Palladium-Matrixmodifizier

10000 µg/ml in 15% HNO₃

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Klare, gelbliche Flüssigkeit
Alle Standardkomponenten wurden vor der Verwendung vorqualifiziert/verifiziert. Alle analytischen Messgeräte und Instrumentierungen wurden vorkalibriert. Die unten angegebenen tatsächlichen Konzentrationen basieren auf dieser Zubereitungsmethode und den Verunreinigungen der Verbindungen.	
Ausgangsmaterial	Palladium
Reinheit	min. 99,99 %
Gehalt mg/kg	min. 10,000
Gehalt mg/l	9,800 +/- 0,2 %