

# Technisches Datenblatt

---

**Artikelnr.: 1312**

**Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l gemäß Ph. Eur. Kap. 4.2.2 (0,1 N)**

Rückführbar auf SRM von NIST

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Beschreibung	Farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	0 °C
Siedepunkt	100 °C
Dichte	1,00 g/ml
Molare Masse	248,18 g/mol
Genauigkeit (20 °C)	±0,2 %

Version Nr. 2