

# Technisches Datenblatt

---

Artikel Nr. 1338

Ninhydrin z. A., ACS  
min. 99,0 % C<sub>9</sub>H<sub>6</sub>O<sub>4</sub>

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
CAS-Nr.	485-47-2
Molare Masse	178,14 g/mol
Schmelzpunkt	250 °C (Zersetzung)
Aussehen	gelbes Pulver
Identität	entspricht
Ident. und Schmelzpunkt	entspricht
Aminosäuresensitivität	entspricht
Löslichkeit	entspricht