

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1361

Natriumiodid, technisch
99,0 – 100,5 % NaI (bezogen auf Trockenmasse)

Für Laboreinsatz und industrielle Anwendung geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	weißes, kristallines Pulver
Dichte	3,67 g/cm ³
Mol.-Gewicht	149,89 g/mol
Eisen (Fe)	max. 20 ppm
Iodat (IO ₃)	max. 4 ppm
Sulfat (SO ₄)	max. 150 ppm
Wasser	max. 2,0 %
Schwermetalle	max. 10 ppm
Trockenverlust	max. 3,0 %