

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1370

Naphthalin-1,3,6-Trisulfonsäure-Trinatriumsalz-Hydrat
min. 90,0 % $C_{10}H_5(SO_3Na)_3 \cdot x H_2O$

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Weißes kristallines Pulver
CAS-Nummer	123409-01-8
Molare Masse	434,31 g/mol
Gehalt	min. 90,0 %
Reinheit (HPLC)	min. 80,0 %
Freie Säure	max. 0,5 %
Wasser	max. 15,0 %
Salz	max. 2,0 %
Aussehen der Lösung	klar