

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1379

Natriumthiosulfat wasserfrei
min. 98,0 % $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Farbloser bis weißer Feststoff
Dichte	1,67 g/cm ³
Mol.-Gewicht	158,11 g/mol
Schmelzpunkt	48 °C
Siedepunkt	100 °C (Zersetzung)
pH (50 g/l H ₂ O)	6,0–8,5
Schwefel (S)	max. 0,002 %
Schwermetalle (als Pb)	max. 0,005 %
Eisen (Fe)	max. 0,005 %