

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 1430

2-Butanon zur Synthese (min. 99,0 %)



Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Farblose Flüssigkeit
Dichte (20 °C)	0,8 - 0,81 g/cmü
Molare Masse	72,11 g/mol
Schmelzpunkt	-86,3 °C
Siedepunkt	79 - 80,5 °C
CAS-Nr.	78-93-3
Wasser	max. 0,2 %
Freie Säure	max. 0,002 %