

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1487

Magnesiumsulfat wasserfrei reinst
min. 98,0 % MgSO₄

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Spezifikation
Aussehen	farbloser Feststoff
Dichte	2,66 g/cm ³
Mol.-Gewicht	120,37 g/mol
Schmelzpunkt	1124 °C
pH (50 g/l H ₂ O)	± 8
Trocknungsverlust	± 1,0 %
Chlorid (Cl)	max. 0,001 %
Stickstoff (N)	max. 0,004 %
Schwermetalle (als Pb)	max. 0,001 %
Arsen (As)	max. 0,0001 %
Calcium (Ca)	max. 0,04 %
Eisen (Fe)	max. 0,001 %
Mangan (Mn)	max. 0,002 %