

# Technisches Datenblatt

---

Artikel Nr. 1616

Kieselgel mit kobaltfreiem Feuchtigkeitsindikator (Granulat)  
SiO<sub>2</sub>

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
CAS-Nr.	7631-86-9
Aussehen	braungelbes Granulat
Partikelgröße	2,5 – 6 mm
Regenerationstemperatur	120 °C
Identität	entspricht
Farbänderung:	
Braun-gelb	trocken, volle Wasseraufnahmekapazität
Aquamarin-grün	feucht, erschöpfte Wasseraufnahmekapazität