

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1645

Kjeldahl-Tabletten PS (Kaliumsulfat 5,0 g)

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Weißgraue, flache Tabletten
Durchschnittliches Gewicht	4,85 – 5,15 g
Einheitlichkeit Gewicht	max. 10 % außerhalb 4,75 – 5,25g, keine außerhalb 4,65 - 5,35 g
Durchmesser	18 – 20 mm
Brüchigkeit	max. 5 %
Stickstoff (N)	max. 0,05 %