

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1649

Kjeldahl-Tabletten NA (Natriumsulfat 1,0 g)

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Flache, weiße, runde Tabletten
Durchschnittliches Gewicht	950 – 1050 mg
Einheitlichkeit Gewicht	max. 10 % außerhalb 925 – 1075 mg, keine außerhalb 900 – 1100 mg
Durchmesser	10 – 12 mm
Brüchigkeit	max. 5 %
Stickstoff (N)	max. 0,05 %