

# Technisches Datenblatt

---

## Artikel Nr. 1650

### Kjeldahl-Tabletten NAS (Natriumsulfat 1,0 g/Selen 0,05 g)

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Tabletten mit dunkelgrauen Flecken, flach und rund oder mit abgeschrägtem Rand
Durchschnittliches Gewicht	1,008 – 1,092 g
Einheitlichkeit Gewicht	max. 10 % außerhalb 0,971 – 1,129 g, keine außerhalb 0,945 – 1,115 g
Durchmesser	12 – 14 mm
Brüchigkeit	max. 5 %
Stickstoff (N)	max. 0,05 %