

# Technisches Datenblatt

---

**Artikel Nr. 1651**

**Kjeldahl-Tabletten NAC  
(Natriumsulfat 1,0 g / Kupfer(II)-sulfat 0,1 g)**

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Tabletten mit blauen Flecken
Durchschnittliches Gewicht	1,065 – 1,155 g
Einheitlichkeit Gewicht	max. 10 % außerhalb 1,018 – 1,182 g, keine außerhalb 0,990 – 1,210 g
Durchmesser	12 – 14 mm
Brüchigkeit	max. 5 %
Stickstoff (N)	max. 0,05 %
Kupfersulfat x 5 H <sub>2</sub> O (CuSO <sub>4</sub> x 5 H <sub>2</sub> O)	90 – 110 mg/Tablette