

Technisches Datenblatt

Artikelnr.: 1652

Kjeldahl-Tabletten NACT (Na_2SO_4 1,0 g/ $\text{CuSO}_4 \times 5 \text{H}_2\text{O}$ 0,03 g/ TiO_2 0,03 g)

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Hellblaue Tablette
Durchschnittliches Gewicht	1,06 ± 0,2 g
Stickstoff (N)	max. 12 ppm

Version Nr. 1