

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1653

Kjeldahl-Tabletten KS 5,0 g (Kaliumsulfat / Selen 100 : 1)

Für Laboreinsatz geeignet.

| Parameter | Wert |
|----------------------------|---|
| Aussehen | Graue, runde, flache Tabletten |
| Durchschnittliches Gewicht | 4,90 – 5,10 g |
| Einheitlichkeit Gewicht | max. 10 % außerhalb 4,75 – 5,25 g, keine außerhalb 4,65 – 5,35 g |
| Durchmesser | 18 – 20 mm |
| Brüchigkeit | max. 5 % |
| Stickstoff (N) | max. 0,05 % |