

# Technisches Datenblatt

---

**Artikel Nr. 1656**

**Kjeldahl-Tabletten CL  
(Kaliumsulfat 5,0 g / Kupfer(II)-sulfat 0,15 g)**

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Weiß bis hellblaue, flache, runde Tabletten mit blauen Flecken
Durchschnittliches Gewicht	4,893 – 5,407 g
Einheitlichkeit Gewicht	max. 10 % außerhalb 4,764 – 5,530 g, keine außerhalb 4,635 – 5,665 g
Durchmesser	18 – 20 mm
Brüchigkeit	max. 5 %
Stickstoff (N)	max. 0,05 %