

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1658

**Kjeldahl-Tabletten CM
(Kaliumsulfat 3,5 g / Kupfer(II)-sulfat 0,1 g)**

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Runde, flache Tabletten mit blauen Flecken
Durchschnittliches Gewicht	3,42 – 3,78 g
Einheitlichkeit Gewicht	max. 10 % außerhalb 3,333 – 3,870 g, keine außerhalb 3,24 – 3,96 g
Durchmesser	15 – 17 mm
Brüchigkeit	max. 5 %
Stickstoff (N)	max. 0,05 %
Kupfersulfat x 5 H ₂ O (CuSO ₄ x 5 H ₂ O)	90 – 110 mg/Tablette