

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1664

Kalilauge 0,23 mol/l
12,905 g KOH/l = 0,23 N ($\pm 0.00046/20^{\circ}\text{C}$)

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit
Schmelzpunkt	$\approx 0^{\circ}\text{C}$
Siedepunkt	$\approx 100^{\circ}\text{C}$
Dichte	$\approx 1,01\text{ g/ml}$