

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1665

Kaliumpermanganat z. A., ACS, Ph. Eur., USP
min. 99,0 % KMnO_4

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	tief violetter Feststoff
Dichte	2,70 g/cm ³
Mol.-Gewicht	158,03 g/mol
Schmelzpunkt	240 °C (Zersetzung)
Gehalt (oxidimetrisch)	99,0–100,5 %
Aussehen der Lösung	entspricht
Unlösliche Bestandteile in Wasser	max. 0,2 %
Chlorid (Cl) und Chlorat (ClO ₃)	max. 50 ppm
Sulfat (SO ₄)	max. 200 ppm
Identität	entspricht