

# Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1672

Kaliumiodat reinst, FCC  
min. 99,0 %  $\text{KIO}_3$

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	farbloser Feststoff
Dichte	3,98 g/cm <sup>3</sup>
Mol.-Gewicht	214,00 g/mol
Trockenverlust	max. 0,5 %
Arsen (As)	max. 0,0002 %
Kupfer (Cu)	max. 0,001 %
Eisen (Fe)	max. 0,005 %
Blei (Pb)	max. 0,001 %
Zink (Zn)	max. 0,001 %
Iodid (I)	max. 0,002 %
Sulfat (SO <sub>4</sub> )	max. 0,05 %