

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1673

Kaliumhydrogensulfat reinst
98,0–102,0 % KHSO₄

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Farbloser bis weißer Feststoff
Dichte	2,24 g/cm ³
Molare Masse	136,17 g/mol
Schmelzpunkt	195 °C
Ammonium (NH ₄)	max. 0,002 %
Calcium (Ca)	max. 0,02 %
Eisen (Fe)	max. 0,002 %
Schwermetalle (als Pb)	max. 0,002 %
Chlorid (Cl)	max. 0,002 %