

Technisches Datenblatt

Artikelnr.: 1675

Kaliumpermanganatlösung 0,02 mol/l (0,1 N)

3,161 g KMnO_4 /l H_2O = 0,1 N ($\pm 0,0002/20$ °C)

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Beschreibung	Blauviolette Flüssigkeit
Schmelzpunkt	0 °C
Siedepunkt	100 °C
Dichte	1,00 g/ml
Rückführbar auf SRM von NIST	

Version Nr. 2