

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. 1693

Kaliumpermanganat z. A., ACS, ISO, Ph. Eur.
min. 99,0 % KMnO_4

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	tief violetter Feststoff
Dichte	2,70 g/cm ³
Mol.-Gewicht	158,03 g/mol
Schmelzpunkt	240 °C (Zersetzung)
Gehalt	max. 99,0 %
Trocknungsverlust	max 0,2 %
Kupfer (Cu)	max. 0,0005 %
Eisen (Fe)	max. 0,002 %
Blei (Pb)	max. 0,002 %
Chlorid (Cl)	max. 0,003 %
Sulfat (SO_4)	max. 0,005 %
Stickstoff (N)	max. 0,003 %
Unlösliche Bestandteile in Wasser	max. 0,2 %
Schwermetalle (als Pb)	max. 0,003 %