

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1695

Kaliumthiocyanat reinst
min. 98,0 % KSCN

Für Laboreinsatz geeignet.

| Parameter | Wert |
|-----------------------------|------------------------|
| Aussehen | Farbloser Feststoff |
| Dichte | 1,89 g/cm ³ |
| Molare Masse | 97,18 g/mol |
| Schmelzpunkt | 175 °C |
| Siedepunkt | 500 °C |
| Wasserlöslichkeit | 208 g/l |
| Ammonium (NH ₄) | max. 0,03 % |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005 % |
| Schwermetalle (als Pb) | max. 0,001 % |
| Chlorid (Cl) | max. 0,01 % |
| Sulfat (SO ₄) | max. 0,05 % |
| Schwefel (S) | max. 0,002 % |