

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. 1699

Kaliumdisulfat z. A.
(min. 97,5 %)

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Farbloser bis weißer Feststoff
Dichte	2,28 g/ml
Molare Masse	254,32 g/mol
CAS-Nummer	7790-62-7
Gehalt	min. 97,5 %
Aluminium (Al)	max. 0,001 %
Calcium (Ca)	max. 0,003 %
Eisen (Fe)	max. 0,0005 %
Magnesium (Mg)	max. 0,0005 %
Natrium (Na)	max. 0,01 %
Schwermetalle (als Pb)	max. 0,001 %
Chlorid (Cl)	max. 0,0005 %
Phosphat (PO ₄)	max. 0,001 %
Stickstoff (N)	max. 0,002 %
Acidität (als H ₂ SO ₄)	37,5 - 38,6 %
Wasser	max. 2,5 %
Unlösliche Bestandteile	max. 0,01 %