

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1873

Isopentan rein
min. 95 % C₅H₁₂

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Klare, farblose Flüssigkeit
Mol.-Gewicht	72,15 g/mol
Schmelzpunkt	-159,9 °C
Siedepunkt	27–28,5 °C
Farbe (APHA)	max. 10
Dichte (20 °C)	0,610–0,630 g/ml
Brechungsindex (20 °C)	1,3507–1,3607
Wasser (KF)	max. 200 ppm
Abdampfdruckstand	max. 20 ppm
Aromaten	max. 50 ppm
Schwefel gesamt (S)	max. 2 ppm
Gehalt (GLC)	min. 95%