

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 1935

n-Heptan reinst
min. 99,0 % C₇H₁₆

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	klare Flüssigkeit
Dichte	0,68 g/ml
Siedepunkt	98 °C
Schmelzpunkt	-91 °C
Mol.-Gewicht	100,21 g/mol
Nichtflüchtige Substanzen	max. 0,005 %
Freie Säure	max. 0,005 %
Wasser	max. 0,02 %