

# TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 1978

n-Heptan gemäß ASTM D2699/D2700 (min. 99,75 %)



Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Klare, farblose Flüssigkeit
Dichte (20 °C)	0,679 - 0,689 g/ml
Molare Masse	100,21 g/mol
Schmelzpunkt	-90,5 °C
Siedepunkt	97,0 - 99,4 °C
CAS-Nr.	142-82-5
Isooctan (C <sub>8</sub> H <sub>18</sub> )	max. 0,1 %
Blei (Pb)	max. 0,002 g/gal
Farbe (Saybolt)	min. 30

**Th. Geyer GmbH & Co. KG**

Dornierstr. 4 – 6  
D-71272 Renningen  
Tel.: +49 7159 1637-0  
Fax: +49 7159 1637-710  
renningen@thgeyer.de  
www.thgeyer.de

BW-Bank (Swift/BIC SOLADEST600)  
IBAN DE85600501010002036302  
Postbank Stuttgart (Swift/BIC PBNKDEFFXXX)  
IBAN DE32600100700000020708  
Deutsche Bank (Swift/BIC DEUTDESSXXX)  
IBAN DE06600700700125518100

St.-Nr. 70093/40018 / USt-IdNr. DE147510304  
Amtsgericht Stuttgart / HRA-Nr. 254140  
Persönlich haftende Gesellschafterin:  
Geyer Beteiligungsgesellschaft mbH  
Amtsgericht Stuttgart / HRB-Nr. 252035  
Geschäftsführer: Lutz-Alexander Geyer / Ralf Streicher  
Oliver-Alexander Geyer / André Meise

