

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2036

Glycerin wasserfrei z. A.
min. 99,5 % C₃H₈O₃

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Farblose Flüssigkeit
Dichte	1,26 g/ml
Mol.-Gewicht	92,09 g/mol
Schmelzpunkt	18 °C
Siedepunkt	290 °C
Wasser	max. 0,5 %
Farbe (Hazen)	max. 8
Sulfatasche	max. 0,01 %
Schwermetalle (als Pb)	max. 0,0005 %
Chlorid (Cl)	max. 0,001 %
Halogenverbindungen	max. 0,0035 %