

Technisches Datenblatt

Art-Nr.: 2207

Ethanol 70 % V/V reinst, Biozid
min. 70,0 % C₂H₅OH

Für Laboreinsatz geeignet

Parameter	Wert
Aussehen	farblose Flüssigkeit
Dichte	≈0,86 g/ml
Schmelzpunkt	≈ - 114,5 °C
Siedepunkt	≈78 °C
Flammpunkt	≈13 °C

Biozid, Zulassungsnummer N-92166

Zugelassen für die Desinfektion im Bereich der Menschlichen Hygiene sowie im Lebens- und Futtermittelbereich, geeignet zur Hand -und Flächendesinfektion