

Technisches Datenblatt

Artikelnr.: 2220

EDTA Dinatriumsalzlösung 0,1 mol/l gemäß Ph. Eur. Kap. 4.2.2 (0,2 N)

Rückführbar auf SRM von NIST

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Beschreibung	Klare, farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	0 °C
Siedepunkt	100 °C
Genauigkeit (20 °C)	±0,2 %

Version Nr. 2