

# Technisches Datenblatt

---

**Artikelnr.: 2249**

**Essigsäure rein (10,0 – 11,0 % w/w)**

CH<sub>3</sub>COOH

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
CAS-Nr.	64-19-7
Beschreibung	Klare, farblose Flüssigkeit
Schmelzpunkt	16,5 – 17 °C
Siedepunkt	117 – 118 °C
Dichte	~ 1,012 g/ml
Molare Masse	60,05 g/mol

Version Nr. 2