

Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2253

Eisen-(III)-Chloridlösung 40 %
min. 39,0 % FeCl₃

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	dunkelbraune Flüssigkeit
Mol.-Gewicht	162,22 g/mol
Blei (Pb)	max. 100 mg/kg Fe
Cadmium (Cd)	max. 25 mg/kg Fe
Chrom (Cr)	max. 350 mg/kg Fe
Nickel (Ni)	max. 350 mg/kg Fe
Quecksilber (Hg)	max. 5 mg/kg Fe