

# Technisches Datenblatt

---

Artikel Nr. 2274

Eisen(III)-nitrat Nonahydrat reinst  
min. 97,0 %  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \times 9 \text{H}_2\text{O}$

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	farbloser bis violetter Feststoff
Mol.-Gewicht	404,00 g/mol
Dichte	1,68 g/cm <sup>3</sup>
Schmelzpunkt	43 °C (Zersetzung)
pH (100 g/l H <sub>2</sub> O)	1,3
Chlorid (Cl)	max. 0,005 %
Sulfat (SO <sub>4</sub> )	max. 0,01 %