

# Technisches Datenblatt

Artikel Nr. 2282

Ethylenglycol z. A., ACS, Ph. Eur., USP  
min. 99,5 % C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>

Für Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Klare farblose Flüssigkeit
Molare Masse	62,07 g/mol
Dichte	1,11 g/ml
Siedepunkt	≈ 200 °C
Flammpunkt	≈ 110 °C
Wasser	max. 0,1 %
Eisen (Fe)	max. 0,00005 %
KMnO <sub>4</sub> red. Substanzen	max. 0,0003 %
Chlorid (Cl)	max. 0,00002 %
Sulfatasche	max. 0,005 %