

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel Nr. 2309

Diethylether Pharma (min. 99,5 % (stab.))
 $(C_2H_5)_2O$

Für den Laboreinsatz geeignet.

Parameter	Wert
Aussehen	Klare Flüssigkeit
Dichte	0,710 - 0,716 g/ml
Molare Masse	74,12 g/mol
Schmelzpunkt	-116,3 °C
Siedepunkt	34,0 - 35,0 °C
CAS-Nr.	60-29-7
Brechungsindex (20 °C)	1,350 - 1,354
Säure gesamt	max. 20 mg/kg
Peroxide	max. 0,1 ppm
Stabilisiert mit BHT	